


Motoriduttore con puleggia 1017735

Istruzioni per l'uso

08/21 MH/ GH



- 1 Jack di puleggia
- 2 Motor
- 3 Raccordo

1. Norme di sicurezza

Un utilizzo conforme garantisce il funzionamento sicuro dell'apparecchio. La sicurezza non è tuttavia garantita se l'apparecchio non viene utilizzato in modo appropriato o non viene trattato con cura.

- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti asciutti.
- Utilizzare l'apparecchio con max. 12 V CC!

2. Descrizione

In combinazione con il sistema per esperimenti scolastici SES Energia solare (1017731/1017732), il motoriduttore consente di sollevare tramite la puleggia carichi fino a 1 kg e serve per la dimostrazione della conversione da energia elettrica in meccanica. A tale scopo, esso viene collegato come carico esterno all'apposita scheda del SES Energia solare.

È consentito applicare sui jack di raccordo una tensione continua fino a max. 12 V CC.

3. Utilizzo

- Fissare il filo alla puleggia come raffigurato nella Fig. 1 per evitarne l'avvolgimento irregolare.
- A tale scopo, formare una piccola asola presso un'estremità del filo e farla passare intorno alla vite inferiore della puleggia.
- Avvolgere quindi il filo una volta attorno alla seconda vite e portare il filo verso il basso.



Fig. 1 Fissaggio del filo


4. Dati tecnici

Collegamenti:	jack di sicurezza da 4 mm
Alimentazione:	max. 12 V CC
Corrente di carico:	max. 320 mA
Momento torcente:	0,21 Nm
Regime minimo:	116 giri/min
Dimensioni:	circa 105x75x45 mm ³
Peso:	circa 220 g

5. Conservazione, pulizia, smaltimento

- Conservare l'apparecchio in un luogo pulito, asciutto e privo di polvere.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido.
- Smaltire l'imballo presso i centri di raccolta e riciclaggio locali.

Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Gli utenti privati possono smaltire l'apparecchio come disposto dal locale gestore dello smaltimento dei rifiuti urbani.



- Rispettare le disposizioni vigenti per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche.