




# PRO ÉS BASIC KATÉTEREZÉSI SZIMULÁTOR P93

Férfi és női hólyag katéterezés élethű bemutatásához:

- Valóság-hű ellenállás az élethű gyakorlás érdekében
- 3 fokozatú húgycsőszűkület
- Puha és mozgatható szeméremajkak és fityma
- Folyadék távozik, ha a katéterezés sikeres volt
- A **PRO verzió** az alhas lemásolásával lehetővé teszi a szuprapubikus katéterek (SPK) cseréjét és karbantartását

A katéterezési tréner segítségével férfi és női katéterezést is lehet bemutatni, gyakorolni és értékelni. A cserélhető nemi szervek anatómiailag korrektet és élethű anyagból készültek. A fityma és a szeméremajkak puhák és mobilak, ezáltal az összes szükséges kézmozgás gyakorolható.



A prosztata megnagyobbodás okozta húgycsőszűkület három különböző fokozatát manuálisan lehet beállítani.



Valóság-hű anatómiai jegyek és ellenállás a hatékony tréning érdekében.



A **PRO verzió** használható a szuprapubikus katéter cseréjéhez és annak gyakorlására.



#### DIREKT TANULÁS:

- Az átlátszó hólyag lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a katétert helyesen helyezték-e fel.
- Sikeres katéterezés esetén folyadék távozik.
- A **PRO változat** anatómiailag valóság-hű alsó testtel rendelkezik, amely eltávolítható hasfalat és (már szűrt) punkciós helyet tartalmaz.

#### > A PRO készlet tartalma:

- Valóság-hű modell egy hasról, amelynek kivehető hasfala és (már szűrt) punkciós helye van
- Férfi és női katéterezési készlet átlátszó hólyaggal
- Üveg és cső összekötő elemek
- Hord táská

#### PRO Set (férfi & női)

1023010

#### > PRO női

1023008

#### > PRO férfi

1023009



#### KÜLÖNLEGESSÉGEK:

- Puha és mozgatható fityma és szeméremajkak
- Könnyen tisztítható, részei szétszedhetők
- Férfi verzió: húgycsőszűkület – 3 fokozat

#### > A BASIC készlet tartalma:

- Állvány mágneses rögzítővel a nemi szervekhez
- Férfi és női katéterezési készlet átlátszó hólyaggal
- Üveg és cső összekötő elemek

#### BASIC Set (férfi & női)

1020842

#### > BASIC női

1020231

#### > BASIC férfi

1020232

#### > Alkatrészek


#### Csak katéterezési betét, női

1020233

#### Csak katéterezési betét, férfi

1020234

03/2021



BASIC SET

További részleteket honlapunkon talál: [3bscientific.hu](http://3bscientific.hu).

